

Panasonic

個人商品

W 音波震動

| 雙馬達 雙震動 潔淨超有勁 |



Panasonic

顧客商談服務專線
☎ 0800-098800
☎ 02-412-8222



商品維修、部品購買
請洽Panasonic服務站



保證書相關說明

商品購入後請掃描保證書上的QR code或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



● 商品購買相關疑問請洽經銷商



更多商品內容
請上Panasonic官網

台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。



EW-DP54



EW-DP34

日本製

音波電動牙刷 Doltz

Panasonic

係由Panasonic Holdings Corporation 授權使用

2023.12 (EW-2312)



EW-DP54



EW-DP34



EW-DA44



EW-DL34



EW-DM81



EW1613



EW1513



EW1413



EW-DJ31

NEW



EW-DS1C

音波電動牙刷

沖牙機

攜帶式電動牙刷

音波電動牙刷
Doltz

Doltz音波電動牙刷*1

符合日本最多牙醫師 推薦的刷牙方式

日本最多牙醫師推薦的刷牙方式為
水平移動清潔的

「貝氏刷牙法 (Bass Method)」

「水平刷牙法 (Horizontal Scrub Method)」

(日本431位牙醫師當中有87%推薦，日本Panasonic調查)



貝氏刷牙法

清潔牙周袋



牙刷的刷毛對著牙齒和牙齦的縫隙，刷毛和齒面呈45度角，小幅度地移動刷頭來刷牙。

水平刷牙法

去除齒垢



牙刷的刷毛垂直90度角對著牙齒外側，輕微的力道小幅度移動刷頭，內側則是以45度角接觸的方式進行刷牙。

台日牙醫師共同推薦的刷牙方式

刷+沖 雙效護理 有效預防牙周病*2

衛福部調查，台灣有90%的成年人有牙周病困擾。用對刷牙方式能有效解決牙周問題。有植牙或是牙齒矯正的族群更需要用對刷牙方式。

柯佩伶
牙醫師



林錫奎
牙醫師

蔡宛霖
牙醫師

Panasonic Doltz 音波電動牙刷*1

以水平移動方向的音波震動(每分鐘約31,000次音波震動)輕刷牙齒，重現日本牙醫師推薦的刷牙方式。



*1 係指EW-DP54、EW-DP34、EW-DA44

*2 藉由刷+沖可有效提升口腔清潔效率，進而達到預防牙周病之效果，此敘述僅限於「清潔不當」導致牙周病的部分，不包括其他原因引起的牙周病。

推薦亞洲人使用的 口腔保健新觀念

牙周護理更要講究

符合亞洲人齒型的小刷頭設計



亞洲人的牙齒特徵 (vs.歐美人)

- 齒面較圓，呈現不規則排列
- 齒縫較大
- 上下顎較淺、較寬

小刷頭更能符合亞洲人的需求

清除潛藏在牙周袋中頑固的殘渣污垢

① 水平刷牙

實現了適用於清潔牙周袋之「貝氏刷牙法」的橫向移動

② 細微移動

震幅約1mm，每分鐘31,000次的線性音波震動


③ 輕薄新刷頭

刷毛尖端直徑僅0.02mm，搭配薄型化刷頭，可深入一般牙刷難以清潔到的後排牙齒及牙周袋內部。長短毛設計，溫和呵護牙齦健康。



深入牙周袋才能達到有效清潔

全新刷頭 輕薄設計 深入清潔後排牙齒牙周袋



牙刷桿厚度：約5mm→3.2mm

輕薄極細毛刷頭		輕薄去漬刷頭	錐形刷頭
小	大		
可深入一般牙刷難以清潔到的牙周袋內部		齒垢、牙漬輕鬆搞定，約一周就能回復亮白牙齒	彈性設計，減輕與牙齒碰撞衝擊，適用於齒縫、牙齒矯正
		 特殊造型刷毛	
適用於牙周袋、深入齒縫間的清潔		特殊造型刷毛有效去除牙漬	適用牙齒矯正、齒縫

個人化的模式選擇，滿足各種口腔需求

W清潔模式	一般模式	
專業清潔 透過雙馬達產生的W音波震動，達到齒周齒縫的全方位護理	日常清潔 透過水平刷牙深入牙周袋，清除頑固的殘渣污垢 (感果W清潔模式力道過強時選用)	
溫和模式	W護齦模式	敏感模式
初次使用 / 輕柔力道 適合初次使用電動牙刷，偏好輕柔刷牙力道者	牙齦護理 雙馬達產生的W音波震動，溫和呵護牙齦，幫助保持牙齦健康	牙齦敏感專用 即使牙齦敏感也能輕鬆享受音波電動牙刷所帶來的潔淨

搭載機種請見 P.11-P.12

W 首創技術 音波震動

雙馬達 · 雙震動 潔淨超有勁

W音波震動，搭載業界首創雙馬達技術，擁有2種震動方向 - 透過第一顆高速線性馬達，創造水平震動，有效清潔牙周袋的污垢；當社獨有的第二顆馬達，創造拍打震動，可深入齒縫，清潔一般牙刷難以清除的死角。



搭載機種：EW-DP54



水平震動：每分鐘約31,000次的音波震動
+
拍打震動：每分鐘約12,000次的音波震動



水平震動 清潔牙周

日本牙醫師推薦的刷牙方式

每分鐘約31,000次的音波震動

比起手動牙刷，更能有效的深入清潔牙周袋中難以去除的頑固污垢。

(搭載機種：EW-DP54 / EW-DP34 / EW-DA44)



拍打震動 深入齒縫

每分鐘約12,000次的音波震動

藉由新增的拍打震動，可立體地接觸齒縫間的殘渣，潔淨力Up。

(搭載機種：EW-DP54 / EW-DP34)

人性化設計 提升生活便利性

懸掛式充電設計

一體式的底座即充電座

底座兼充電器，電線可拆除，方便保持洗手台的整潔。懸掛式充電設計，底座髒污也能輕鬆擦拭。



機身設計

兼具美型及人體工學

符合人體工學的握把設計，貼合手拿角度，使用更上手。



EW-DP54

1小時完全充電

(EW-DP54/DP34/DA44)

短時間快速充電

充電一小時，可使用約22天(約90分鐘)

●可顯示剩餘電量 ●低電量時充電提醒



*依條件不同，可使用時間亦隨之變化

2分鐘快速充電

(EW-DP54/DP34/DA44)


電量耗盡也不慌張

充電2分鐘可使用1次(約2分鐘)































智能壓力調節

在任何電量下，保持穩定的音波轉速，但當刷牙力道過強時，會降低刷頭振幅，避免牙齦受傷。



Doltz全系列音波電動牙刷

推薦		W音波震動 全方位口腔護理		極淨口腔護理	亮白去漬護理	初階牙周護理	功能說明
產品							 1小時完整充電 1小時即可充電完畢
							 2分鐘快速充電 充電2分鐘即可刷牙一次 (約2分鐘)
型號		EW-DP54	EW-DP34	EW-DA44	EW-DL34	EW-DM81	 智能壓力調節 如按壓力過強 會抑制牙刷轉速 防止施力過度
音波震動方向	拍打	音波震動 約12,000次/分	音波震動 約12,000次/分	—	—	—	 模式記憶功能 可從上次所選用的模式 開始使用
	水平	音波震動 約31,000次/分	音波震動 約31,000次/分	音波震動 約31,000次/分	音波震動 約31,000次/分	音波震動 約31,000次/分 (非水平震動)	
搭載模式							 刷牙時間提醒 每30秒提醒刷牙時間 建議以2分鐘完成潔牙
便利機能							
充電時間		1小時	1小時	1小時	17小時	17小時	 剩餘電量顯示 以三段燈強顯示 剩餘電量
使用時間		<ul style="list-style-type: none"> ●約22天(約90分鐘)/音波震動 ●約11天(約45分鐘)/W音波震動 	<ul style="list-style-type: none"> ●約22天(約90分鐘)/音波震動 ●約11天(約45分鐘)/W音波震動 	約22天(約90分鐘)	約22天(約90分鐘)	約7天(約30分鐘)	
國際電壓		●	●	●	●	●	 催促充電功能 以閃滅燈強顯示 提醒充電
充電方式		懸掛式充電		懸掛式充電	無接點式充電		
配件	攜帶盒	●	—	—	—	—	 防水設計 IPX7 達到IPX7的防水等級 本體可用水清洗 (僅限本體)
	刷頭放置架	●	●	●	●	● 附於充電器上	

W音波電動牙刷

EW-DP54

銀S



日本製



達到徹底的潔淨 W音波震動

雙重強力馬達創造的「W音波震動」徹底清潔牙齒的頑固污垢。



牙周、齒縫 全方位清潔! 搭載5種模式、4種刷頭

4種刷頭



輕薄極細毛
刷頭(小)



輕薄極細毛
刷頭(大)



輕薄去漬
刷頭



錐形
刷頭

5種模式



W清潔



一般



溫和




W護齦




敏感


產品機能




1小時
完整充電




2分鐘
快速充電



智能壓力
調節



模式記憶
功能



刷牙時間
提醒



剩餘電量
顯示



防水設計



國際電壓

W音波電動牙刷

EW-DP34 粉P



W音波震動

日本製



達到徹底的潔淨 W音波震動

雙重強力馬達創造的「W音波震動」徹底清潔牙齒的頑固污垢。



精準牙周護理 搭載3種模式、3種刷頭






3種刷頭



3種模式



產品機能



音波電動牙刷

EW-DA44 白W



音波震動



符合日本牙醫師推薦的
刷牙方式
水平音波震動

比起手動牙刷，更能有效的深入清潔牙周袋中難以去除的頑固污垢。



精準牙周護理
搭載3種模式、2種刷頭

2種刷頭



輕薄極細毛
刷頭(小)



輕薄去漬
刷頭

3種模式



一般










溫和



護齦

產品機能



亮白去漬*音波電動牙刷

EW-DL34 

 水平震動

音波震動



亮白去漬*搭載2種模式、2種刷頭

2種刷頭



密集極細毛
刷頭(小)



鑽石去漬*
刷頭

2種模式




一般




溫和

產品機能




智能壓力
調節




模式記憶
功能



刷牙時間
提醒



催促充電
功能



防水設計



國際電壓

* 亮白去漬並非所有污漬都可以去除，如無法美白天生牙齒顏色、與年齡有關的變黃或變色的牙齒，使用效果可能因人而異。

初階牙周護理音波電動牙刷

EW-DM81 

音波震動



牙周護理搭載2種模式、2種刷頭

2種刷頭



極纖幼長短
刷頭



多面貼合
刷頭

2種模式




一般



溫和

產品機能



刷牙時間
提醒



防水設計



國際電壓

Doltz 電池式音波電動牙刷

外出旅遊或上班，該使用那些潔牙設備？

飲食後一律潔牙，使口中不呈現易造成齲齒或酸蝕的酸性狀態。除此之外，使用牙刷刷牙以及牙線清潔齒縫間隙，若有用電動牙刷的習慣也建議攜帶。

EW-DS1C 海軍藍 A 桃紅 RP



■ 音波震動

16,000次/分的音波震動，溫和清潔牙齒及牙縫

■ 極細毛刷毛設計

深入牙周袋內部和齒縫



■ 多樣化的實用性能

14.5cm小巧設計/轉動式開關

■ 輕巧設計

超輕量28克，隨時隨地守護口腔健康

■ 全機可水洗*

*在電池蓋闔上狀況下

Doltz 音波沖牙機

齒縫髒汙 強力洗淨

有哪些人需要沖牙機？




想要溫和按摩牙齦者。



齒列不正，單用牙刷不易清潔者。



牙齦萎縮、牙縫變大，使牙間隙容易塞食物者。




當在牙齒和牙齦間的交界處清潔牙周袋時，牙周袋中的牙菌斑從牙齒表面剝離。若在刷牙後只是漱口，剝落的牙菌斑會殘留在牙周袋中，故需要刷牙後將它們徹底沖洗乾淨。

獨家
技術

超音波水流技術

透過氣泡彈出時的衝擊波產生
超音波並提高清潔能力




齒縫洗淨

強力的超音波水流可將齒縫間的食物殘渣沖出。



齒面清潔

超音波水流的衝擊波可有效清潔牙齒表面的髒汙。



牙周袋洗淨

難以清潔的牙周袋也可透過超音波水流沖洗乾淨。



牙齦按摩

間歇式水流的舒適刺激，可有效保護牙齦。

預防口臭 創造好口氣 全新舌苔噴嘴

適用機種：
EW1613/EW1513/EW1413/EWDJ31



舌頭容易殘留食物殘渣與細菌並形成舌苔，進而增加口腔疾病與口臭的發生率，使用舌苔噴嘴，藉由噴嘴水流溫和清潔，促進口腔環境健康。

如何使用舌苔噴嘴？



噴嘴出水的同時，輕柔地將舌苔噴嘴平放於舌頭上方，將噴嘴從舌根往舌尖方向，以同一方向輕柔刷洗。

*切勿用力刷洗 *避免刷洗過深

牙齒矯正者福音 全新矯正噴嘴

















配戴牙齒矯正器者，牙齒及矯正器縫隙易有食物殘渣，用一般牙刷無法徹底清潔牙齒與矯正器，全新矯正噴嘴能解決牙齒矯正者困擾。

清潔矯正器的最佳方式




矯正噴嘴結合刷毛與噴嘴，利用強勁水流的同時也能達到洗刷效果，清潔矯正器更便利。

DoItz全系列沖牙機

類型	家用專業型	個人專業型	個人一般型	個人攜帶型	功能說明
產品	 交流式	 充電式	 充電式	 NEW 充電式	 1小時完整充電 1小時即可充電
型號	EW1613	EW1513	EW1413	EW-DJ31	 模式記憶功能 可從上次所選用的模式開始使用
水流形式	超音波水流	超音波水流	噴射水流 氣泡水流	噴射水流	 充電指示功能 充電時指示燈會亮起
洗淨	齒面	◎	○	○	 1小時完整充電  模式記憶功能  充電指示功能  防水設計 IPX7
	齒縫	◎	◎	○	
	牙周袋	◎	◎	◎	
	牙齦按摩	◎	◎	◎	
攜帶性	-	○	○	◎	 催促充電功能 以閃爍燈顯示提醒充電
便利機能	 模式記憶功能	 1小時完整充電  模式記憶功能  充電指示功能  催促充電功能 防水設計 IPX7	 模式記憶功能  充電指示功能 防水設計 IPX7	 1小時完整充電  模式記憶功能  充電指示功能 防水設計 IPX7	 防水設計 IPX7 達到IPX7的防水等級 本體可用水清洗 (僅限本體)
水壓調節	10段式	5段式	4段式	4段式	
水壓強度	水壓強度1級：392kPa 水壓強度10級：646kPa	水壓強度1級：196kPa 水壓強度5級：646kPa	Air In (柔和)：200kPa Air In (標準)：390kPa Jet / Interdental：590kPa	水壓強度1級：196kPa 水壓強度4級：590kPa	
水箱容量	約600mL	約200mL	約130mL	約150mL	
每次使用時間	約180秒(滿水箱)	約60秒(滿水箱)	約35秒(滿水箱)	約35秒(滿水箱)	
充電時間	-	1小時	15小時	1小時	
國際電壓	◎	◎	◎	◎	
內附噴嘴	超音波噴嘴 矯正噴嘴	超音波噴嘴 矯正噴嘴	一般噴嘴 矯正噴嘴	一般噴嘴	
附件	噴嘴支架	充電收納座	無接點式充電收納座	充電器	
重量	995 g (含噴嘴)	275 g (含噴嘴)	305 g (含噴嘴)	240 g (含噴嘴)	

超音波沖牙機 家用專業型

EW1613 

超音波水流

洗淨機能



產品機能



模式記憶功能

國際電壓



交流式




附矯正噴嘴



超音波水流技術

獨特的噴嘴設計可使高速水流充滿細微氣泡，當氣泡碰觸到牙齒或牙齦表面時，爆破的微小氣泡可有效衝擊一般刷毛難以清潔到的細縫，達到更深層的清淨效果。



■ 600mL大水箱

推薦全家人使用！每次滿水約可使用180秒。可拆卸式水箱設計，裝水、清潔都方便。



■ 10段式水壓調節

多段水壓設定，選擇最適合自己的水流強度，還可自動記憶前一次使用強度。



■ 磁吸式噴嘴收納


噴嘴手把帶有些微磁性，方便收納於沖牙機本體。



■ 雙向電線收納

自行選擇電線收納方向，方便洗手台擺設。

超音波沖牙機 個人專業型

EW1513 

超音波水流

洗淨機能



產品機能



充電式




附矯正噴嘴



超音波水流技術

獨特的噴嘴設計，可加速水流速度，創造出密集的微氣泡，當微氣泡碰觸到牙齒或牙齦表面破裂時，其產生的衝擊可有效深入一般刷毛難以進入的縫隙，達到強力去除污垢。



■ 1小時急速充電

充電一小時即完整充電，滿電下約可使用10分鐘。



■ 200mL水箱設計

一次可使用60秒。



■ 5段式水壓調節

選擇最適合自己的水流強度，還可自動記憶前一次使用強度。



■ 輕量簡約設計

人體工學握把設計，方便握取。

噴射SPA沖牙機 個人一般型

EW1413 

噴射水流

氣泡水流



產品機能



人體工學，防滑造型



四段強度，水壓調整



充電式

內含一般噴嘴
矯正噴嘴



行動高效沖牙機 個人攜帶型

EW-DJ31 

噴射水流



產品機能



伸縮式機體，攜帶方便



4段強度，水壓調整



充電式

內含一般噴嘴



刷頭/噴嘴耗材

更換建議

為了達到最佳清潔效果，請以3個月為標準更換全新的刷頭。此外，若3個月內刷頭毛已散開，也表示到了更換刷頭的時候。



品名型號	適用機種	建議更換時間
輕薄極細毛刷頭(小) WEW0800-K(黑)-W(白)	EW-DP54 EW-DP52 EW-DP34 EW-DA52 EW-DA44 EW-DL34	3個月
輕薄極細毛刷頭(大) WEW0801-K(黑)-W(白)	EW-DP54 EW-DP52 EW-DP34 EW-DA52 EW-DA44 EW-DL34	3個月
輕薄去漬刷頭 WEW0820-K(黑)-W(白)	EW-DP54 EW-DP52 EW-DP34 EW-DA52 EW-DA44 EW-DL34	3個月
錐型刷頭 WEW0860-W(白)	EW-DP54 EW-DP52 EW-DP34 EW-DA52 EW-DA44 EW-DL34	3個月
極纖幼長短刷頭 WEW0972-W(白)	EW-DM81	3個月
多面貼合刷頭 WEW0974-W(白)	EW-DM81	3個月
專用刷頭 WEW0968-W(白)	EW-DS1C	3個月
一般噴嘴 EW0955	EW1413 EW1211 EW-DJ40 EW-DJ31*	6個月
NEW 一般噴嘴 WEW0987-W	EW1413 EW-DJ31 EW-DJ40	6個月
超音波噴嘴 WEW0982X	EW1611	6個月
超音波噴嘴 WEW0983X	EW1613 EW1513 EW1511	6個月
矯正噴嘴 WEW0984-W	EW1613 EW1513 EW1413 EW-DJ31*	3個月
NEW 舌苔噴嘴 WEW0985-W	EW1613 EW1513 EW1413 EW-DJ31*	6個月

附贈刷頭顏色依購買機種為準

*可以適用,但噴嘴無法收納於機身