

Panasonic

個人商品

沖 + 刷 雙效護理

有效預防牙周病

Panasonic

顧客商談服務專線
☎ 0800-098800
☎ 02-412-8222



商品維修、部品購買
請洽Panasonic服務站



保證書相關說明
商品購入後請掃描保證書上的
QR code或至官網進行商品註
冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



●商品購買相關疑問請洽經銷商



更多商品內容
請上Panasonic官網

台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic

係由Panasonic Holdings Corporation 授權使用

2025.10 (EW-2510)



EW-NJ8A



EW-DP54



EW-DP54

EW-DA48

EW-DL34

EW-DM74

EW-DM81

EW-DS1C

音波電動牙刷

口袋型電動牙刷



EW-NJ8A

EW-DJ86

EW-DJ66

EW-DJ26

EW-DJ31

EW-1613

沖牙機

W 業界獨家 音波震動

雙馬達・雙震動 潔淨超有勁

W音波震動，搭載業界獨家雙馬達技術，擁有2種震動方向－透過第一顆高速線性馬達，創造水平震動，有效清潔牙周袋的污垢；當社獨有的第二顆馬達，創造拍打震動，可深入齒縫，清潔一般牙刷難以清除的死角。



搭載機種：EW-DP54



水平震動

清潔牙周

日本牙醫師推薦的刷牙方式

每分鐘約31,000次的音波震動

比起手動牙刷，更能有效的深入清潔牙周袋中難以去除的頑固污垢。

(搭載機種：EW-DP54 / EW-DL34 / EW-DA48)



拍打震動

深入齒縫

每分鐘約12,000次的音波震動

藉由新增的拍打震動，可立體地接觸齒縫間的殘渣，潔淨力Up

(搭載機種：EW-DP54)

音波電動牙刷* 符合日本最多牙醫師

日本最多牙醫師推薦的刷牙方式為
水平移動清潔的

「貝氏刷牙法 (Bass Method)」


「水平刷牙法 (Horizontal Scrub Method)」

(日本431位牙醫師當中有87%推薦，日本Panasonic調查)

推薦的刷牙方式


貝氏刷牙法

清潔牙周袋



水平刷牙法

去除齒垢



牙刷的刷毛對著牙齒和牙齦的縫隙，刷毛和齒面呈45度角，小幅度地移動刷頭來刷牙。

牙刷的刷毛垂直90度角對著牙齒外側，輕微的力道小幅度移動刷頭，內側則是以45度角接觸的方式進行刷牙。

*係指EW-DP54、EW-DL34、EW-DA48

推薦亞洲人使用的 口腔保健新觀念

牙周護理更要講究

符合亞洲人齒型的小刷頭設計



亞洲人的牙齒特徵 (VS.歐美人)

- 齒面較圓，呈現不規則排列
- 齒縫較大
- 上下顎較淺、較寬

小刷頭更能符合亞洲人的需求


清除潛藏在牙周袋中頑固的殘渣污垢

- ① 水平刷牙

實現了適用於清潔牙周袋之「貝氏刷牙法」的橫向移動
- ② 細微移動

震幅約1mm，每分鐘31,000次的線性音波震動
- ③ 輕薄新刷頭

刷毛尖端直徑僅0.02mm，搭配薄型化刷頭，可深入一般牙刷難以清潔到的後排牙齒及牙周袋內部。長短毛設計，溫和呵護牙齦健康。



深入牙周袋才能達到有效清潔

獨家刷頭 輕薄設計 深入清潔後排牙齒牙周袋



新·全方位 護理刷頭	輕薄極細毛刷頭		輕薄 去漬刷頭	極細毛 錐形刷頭	錐形 刷頭	
	小	大				
可深入一般牙刷難以清潔到的 牙周袋內部			齒垢、牙漬輕輕搞定，約 一周就能回復亮白牙齒			
						
 適用於牙周袋、深入齒縫間的清潔			 特殊造型刷毛有效去除牙漬			
			 適用牙齒矯正、齒縫			

個人化的模式選擇，滿足各種口腔需求

W清潔模式		一般模式	
 專業清潔 透過雙馬達產生的W音波震動，達到齒周齒縫的全方位護理		 日常清潔 透過水平刷牙深入牙周袋，清除頑固的殘渣污垢 (感覺W清潔模式力道過強時適用)	
溫和模式		W護齦模式	
 初次使用 / 輕柔力道 適合初次使用電動牙刷，偏好輕柔刷牙力道者		 牙齦護理 雙馬達產生的W音波震動，溫和呵護牙齦，幫助保持牙齦健康	
		 牙齦敏感專用 即使牙齦敏感也能輕鬆享受音波電動牙刷所帶來的潔淨	

搭載機種請見 P.31-P.32


貼心設計 提升生活便利性

(EW-DP54)

懸掛式充電設計

一體式的底座即充電座

底座兼充電器，電線可拆除，方便保持洗手台的整潔。懸掛式充電設計，底座髒污也能輕鬆擦拭。



機身設計

兼具美型及人體工學

符合人體工學的握把設計，貼合手拿角度，使用更上手。



EW-DP54

1小時完全充電

(EW-DP54)

● 短時間快速充電

充電一小時，可使用約22天(約90分鐘)

● 可顯示剩餘電量 ● 低電量時充電提醒



*依條件不同，可使用時間亦隨之變化

2分鐘快速充電

(EW-DP54)


● 電量耗盡也不慌張

充電2分鐘可使用1次(約2分鐘)



智能壓力調節

在任何電量下，保持穩定的音波轉速，但當刷牙力道過強時，會降低刷頭振幅，避免牙齦受傷。



W音波電動牙刷

EW-DP54 銀S



水平震動




拍打震動

日本製



達到徹底的潔淨 W音波震動

雙重強力馬達創造的「W音波震動」徹底清潔牙齒的頑固污垢。



牙周、齒縫 全方位清潔！搭載4種刷頭、5種模式

4 種刷頭



輕薄極細毛刷頭(小)



輕薄極細毛刷頭(大)



輕薄去漬刷頭



錐形刷頭

5 種模式



W清潔



一般



溫和




W護齦



敏感

貼心設計 提升生活便利性

懸掛式充電



人體工學機身



產品機能



1小時
完整充電



2分鐘
快速充電



智能壓力
調節



模式
記憶功能



刷牙時間
提醒



剩餘電量
顯示



新型升級
輕薄刷頭



IPX7
防水設計




國際電壓

水平音波電動牙刷

EW-DA48 藍A



新・全方位護理刷頭



去漬刷毛

菱形尖端清潔面積
提升，去漬潔白。



極細刷毛

0.02mm極細尖端刷毛，
牙縫牙周袋細緻清潔。

精準牙周護理 搭載 3 種刷頭、3 種模式

3 種 刷 頭



新・全方位護理刷頭



輕薄極細毛刷頭(小)



極細毛錐形刷頭

3 種 模 式



一般



溫和



敏感

貼心設計 提升生活便利性

便利攜帶盒



USB(Type-C) 充電



產品機能



2小時
完整充電



4分鐘
快速充電



智能壓力
調節提示音



模式
記憶功能



刷牙時間
提醒



催促充電
功能



新型升級
輕薄刷頭



IPX7
防水設計



國際電壓

水平音波電動牙刷

EW-DL34

白
W



水平震動



日本製

2 種刷頭



密集極細毛刷頭(小) 鑽石去漬刷頭

2 種模式



一般



溫和

產品機能



智能壓力
調節



模式
記憶功能



刷牙時間
提醒



催促充電
功能



IPX7
防水設計



國際電壓

音波電動牙刷

EW-DM74

白
W



輕薄去漬刷頭

採用菱形去漬刷毛，可有效去除牙齒表面的牙菌斑和污漬*1，讓牙齒自然潔白*2

*1牙漬是指咖啡、茶等附著在牙齒表面而形成的變色污漬。它無法美白您天生的牙齒顏色，也無法美白因年齡增長而變黃或變色的牙齒。

*2使用含有清潔劑(磨料)的牙膏時。

USB(Type-C) 充電



1 種刷頭



輕薄去漬刷頭

3 種模式



一般



溫和



敏感

產品機能



催促充電
功能



模式
記憶功能



刷牙時間
提醒



新型升級
輕薄刷頭



IPX7
防水設計



國際電壓

音波電動牙刷

EW-DM81 (白W)



2 種刷頭



極纖幼長短刷頭



多面貼合刷頭

2 種模式



一般



溫和

產品機能



刷牙時間提醒



IPX7 防水設計



國際電壓

口袋型音波電動牙刷

EW-DS1C (海軍藍A) (乾電池式)

外出旅遊或上班，該使用那些潔牙設備？

飲食後一律潔牙，使口腔中不呈現易造成齲齒或酸蝕的酸性狀態。除此之外，使用牙刷刷牙以及牙線清潔齒縫間隙，若有用電動牙刷的習慣也建議攜帶。



音波震動

16,000次/分的音波震動，溫和清潔牙齒及牙縫

極細毛刷毛設計

深入牙周袋內部和齒縫



多樣化的實用性能

14.5cm小巧設計/轉動式開關

輕巧設計

超輕量28克，隨時隨地守護口腔健康

全機可水洗*

* 在電池蓋闔上狀況下

nano 冲牙機第一品牌*

CLEANSE 奈米氣泡冲牙機




*根據第三方機構調查資料，自2018年至2024年間，連續7年於台灣通路市場銷售金額第一。


有哪些人需要冲牙機？




想要溫和按摩
牙齦者。



齒列不正，單用
牙刷不易清潔者。



牙齦萎縮、牙縫
變大，使牙間隙
容易塞食物者。



當在牙齒和牙齦間的交界處清潔牙周袋時，牙周袋中的牙菌斑從牙齒表面剝離。若在刷牙後只是漱口，剝落的牙菌斑會殘留在牙周袋中，故需要刷牙後將它們徹底沖洗乾淨。

齒縫洗淨

強力的奈米氣泡水流
可將齒縫間的食物殘渣沖出。



齒面清潔

奈米氣泡水流的衝擊波可有效清潔牙齒表面的髒污。



牙周袋洗淨

難以清潔的牙周袋也可透過奈米氣泡水流沖洗乾淨。



牙齦按摩


間歇式水流的舒適刺激，可有效保護牙齦。

奈米氣泡水流 8倍潔淨力*1





水珠內富含無數微小氣泡，氣泡破裂產生超音波帶走髒污

有效去除 99.9% 牙菌斑*2




*2 Laboratory test, China 2023.

奈米氣泡水流原理示意 (vs 噴射 水流、超音波水流)



水流氣泡含量*3




*3 傳統噴射水流中僅微弱氣泡。

超音波水流含氣量為其9.4倍，奈米氣泡水流則達到了15.3倍。

奈米氣泡水流 8倍潔淨力*1

**p<0.01
n=10



*1與自社噴射SPA水流機種EW-DJ26相比，EW-DJ26最大髒污去除面積為0.3 mm²，奈米氣泡水流機種EW-NJ8A最小去除面積為2.6 mm²，清除髒污面積效果為8.6倍（經日本Panasonic進行髒污10秒清潔實驗測試）

奈米氣泡沖牙機 個人旗艦型

EW-NJ8A 白W

奈米氣泡水流

nano
CLEANSE

8^x 8倍潔淨力^{*1}

可去除牙菌斑高達
99.9%^{*2}

*1 與自社噴射SPA水流機種EW-DJ26相比，EW-DJ26最大髒污去除面積為0.3 mm²，奈米氣泡水流機種EW-NJ8A最小去除面積為2.6 mm²，清除髒污面積效果為8.6倍（經日本Panasonic進行髒污10秒清除實驗）

*2 Laboratory test, China 2023.

產品機能



IPX7 防水設計 水壓記憶功能 充電指示功能



催促充電功能 3小時完整充電 USB(Type-C)充電



國際電壓

充電式



洗淨機能



齒面清潔



齒縫洗淨



牙周袋洗淨



牙齦按摩



■ USB (Type-C) 充電*

便利USB (Type-C) 簡單充電
滿電使用約20分鐘。

*請使用包裝內附的USB線。

*設定水壓等級為3時。



■ 滿水箱使用80秒*

大容量水箱可容納約145毫升
的水，使用時間達80秒。

*當使用奈米氣泡噴嘴並設定水壓等級3時。



■ 2種模式、3段水壓強度調整

依照您的牙齦狀況和喜好
來設定，並可記憶最後一次
使用的設定。

引導模式
提示齒間移動，水壓
調節記憶前回設定。



■ 奈米氣泡噴嘴

內附奈米氣泡噴嘴〈WEW0870-H〉，
採用雙頸設計，是單頸設計的
升級版。噴嘴內部設有壓縮室，
壓縮空氣和水，能更有效率地
產生微細氣泡。

超音波沖牙機 個人高效型

EW-DJ86 黑K

超音波水流



德國SGS認證

1週 讓牙齦
更健康^{*1}



可去除牙菌斑高達

99.9%^{*2}

^{*1}根據德國SGS Proderm實驗機構實測，使用Panasonic超音波沖牙機（搭配手動牙刷），使用一週後測量牙齦健康指數獲得改善。

^{*2}Laboratory test, China 2023.

產品機能



IPX7防水設計



水壓記憶功能



充電指示功能



催促充電功能



1小時完整充電



USB (Type-C) 充電



國際電壓

充電式



洗淨機能



齒面清潔



齒縫洗淨




牙周袋洗淨



牙齦按摩



矯正器清潔



■ USB急速快充1小時*

便利USB (Type-C) 簡單充電
滿電使用約10分鐘。

^{*}請使用包裝內附的USB電源供應器和USB線。

^{*}設定水壓等級為5時。



■ 滿水箱使用60秒*

大容量水箱可容納約200毫升
的水，使用時間達60秒。

^{*}當使用超音波噴嘴並設定水壓等級5時。



■ 5段水壓強度調整

依照您的牙齦狀況和喜好來
設定，並可記憶最後一次使用的
設定。



■ 噴嘴對應不同需求

附超音波噴嘴和矯正噴嘴，滿足
不同使用者的口腔護理需求。

超音波沖牙機 個人高效型

EW-DJ66 白W

超音波水流



德國SGS認證

1週 讓牙齦
更健康^{*1}



可去除牙菌斑高達

99.9%^{*2}

*1 根據德國SGS Proderm實驗機構實測，使用Panasonic超音波沖牙機（搭配手動牙刷），使用一週後測量牙齦健康指數獲得改善。

*2 Laboratory test, China 2023.

產品機能



IPX7防水設計



水壓記憶功能



充電指示功能



催促充電功能



國際電壓

充電式



洗淨機能



齒面清潔



齒縫洗淨



牙周袋洗淨



牙齦按摩



■ 無接點式充電座

隨放即充 無線充電



■ 滿水箱使用60秒*

大容量水箱可容納約200毫升的水，使用時間達60秒。

*當使用超音波噴嘴並設定水壓等級5時。



■ 5段水壓強度調整

依照您的牙齦狀況和喜好來設定，並可記憶最後一次使用的設定。



■ 超音波噴嘴

內附超音波噴嘴×2

<WEW0986X>

噴射SPA沖牙機 個人基礎型

EW-DJ26 粉藍 A 粉紫 V

噴射水流

洗淨機能



齒縫洗淨



牙周袋洗淨



牙齦按摩

產品機能



IPX7 防水設計



充電指示功能



水壓記憶功能



催促充電功能



國際電壓

無接點式充電座



五段水壓強度調整



內含標準噴嘴x2

充電式

噴射SPA沖牙機 個人攜帶型

EW-DJ31 白 W

噴射水流

洗淨機能



齒縫洗淨



牙周袋洗淨



牙齦按摩

產品機能



IPX7 防水設計



充電指示功能



水壓記憶功能



1小時完整充電




國際電壓

伸縮式機體，攜帶方便



四段強度，水壓調整



內含標準噴嘴

充電式




超音波沖牙機 家用專業型

EW-1613 白W

超音波水流

洗淨機能



齒面清潔



齒縫洗淨



牙周袋洗淨



牙齦按摩



矯正器清潔

產品機能



memory

水壓記憶功能



國際電壓



內含噴嘴座 / 超音波噴嘴 / 矯正噴嘴



附矯正噴嘴



交流式

超音波水流技術

獨特的噴嘴設計可使高速水流充滿細緻氣泡，當氣泡碰觸到牙齒或牙齦表面時，爆破的微小氣泡可有效衝擊一般刷毛難以清潔到的細縫，達到更深層的清潔效果。



600mL大水箱

推薦全家人使用！每次滿水約可使用180秒。可拆卸式水箱設計，裝水、清潔都方便。



10段式水壓調節

多段水壓設定，選擇最適合自己的水流強度，還可自動記憶前一次使用強度。



磁吸式噴嘴收納

噴嘴手把帶有些微磁性，方便收納於沖牙機本體。



雙向電線收納

自行選擇電線收納方向，方便洗手台擺設。


全系列音波電動牙刷

類型		W音波震動	水平音波震動	水平音波震動	音波震動		功能說明	
產品		日本製 模式5 刷頭4 	日本製 模式3 刷頭3 NEW 	日本製 模式2 刷頭2 	模式3 刷頭1 NEW 	模式2 刷頭2 	1h full 1小時完整充電 1小時即可充電電 quick 2分鐘快速充電 充電2分鐘即可刷牙一次 (約2分鐘) 剩餘電量顯示 以三段燈號顯示 剩餘電量 新型升級 輕薄刷頭 催促充電功能 以閃滅燈號顯示 提醒充電 智能壓力調節 如按壓力過強 會抑制牙刷刷轉速 防止施力過度 模式記憶功能 可從上次所選用的模式 開始使用 刷牙時間提醒 每30秒提醒刷牙時間 建議以2分鐘完成潔牙 IPX7 防水設計 達到IPX7的防水等級 本體可用水清洗 (僅限本體) 國際電壓 海外・國內兩用 AC100-240V	
								
型號		EW-DP54	EW-DA48	EW-DL34	EW-DM74	EW-DM81		
音波震動方向	拍打	音波震動 約12,000次/分	—	—	—	—		
	水平	音波震動 約31,000次/分	音波震動 約31,000次/分	音波震動 約31,000次/分	音波震動 約31,000次/分 (非水平震動)	音波震動 約31,000次/分 (非水平震動)		
搭載模式		W護齦						
便利機能								
充電時間		1小時	2小時	17小時	2小時	17小時		
使用時間		●約22天(約90分鐘)/音波震動 ●約11天(約45分鐘)/W音波震動	約22天 (約90分鐘)	約22天 (約90分鐘)	約22天 (約90分鐘)	約7天 (約30分鐘)		
國際電壓		●	●	●	●	●		
充電方式		懸掛式充電	USB (Type-C)	無接點式充電	USB (Type-C)	無接點式充電		
配件	攜帶盒	●	●	—	—	—		
	刷頭 放置架	●	●	●	—	附於充電器上		

刷頭耗材

更換建議

為了達到最佳清潔效果，請以3個月為標準更換全新的刷頭。此外，若3個月內刷頭毛已散開，也表示到了更換刷頭的時候。



如何選擇適合的刷頭

想清潔 牙周袋		新·全方位 護理刷頭		極細毛 刷頭(大/小)		刷毛尖端直徑僅0.02mm，可深入一般牙刷難以清潔到的後排牙齒及牙周袋內部
想去除 齒垢、牙漬		新·全方位 護理刷頭		去漬刷頭		特殊造型刷毛有效去除牙漬齒垢，約一周就能回復亮白牙齒
想清潔 齒縫、死角		極細毛 錐形刷頭		錐形刷頭		齒列不正、牙齒矯正者適用。彈性設計，減輕與牙齒碰撞衝擊，適用於齒縫、牙齒矯正

品名型號			適用機種
輕薄	新·全方位護理刷頭 WEW0810-K(黑)		EW-DP54 / EW-DA48 / EW-DL34 / EW-DM74
	極細毛刷頭(小) WEW0800-K(黑)		
	極細毛刷頭(小) WEW0800-W(白)		
	極細毛刷頭(大) WEW0801-W(白)		
	去漬刷頭 WEW0820-W(白)		
錐形	極細毛錐形刷頭 WEW0861-W(白)		EW-DM81
	錐型刷頭 WEW0860-W(白)		
輕巧	極纖幼長短刷頭 WEW0972-W(白)		EW-DS1C
	多面貼合刷頭 WEW0974-W(白)		
	專用刷頭 WEW0968-W(白)		

附贈刷頭顏色依購買機種為準

全系列沖牙機

類型		個人旗艦型		個人高效型		個人基礎型	個人攜帶型	家用專業型	功能說明
產品		 NEW 充電式	 充電式	 充電式	 充電式	 充電式	 交流式		 1小時完整充電 1小時即可充飽電
型號		EW-NJ8A	EW-DJ86	EW-DJ66	EW-DJ26	EW-DJ31	EW-1613		 IPX7 防水設計 達到IPX7的防水等級 本體可用水清洗 (僅限本體)
特色		8倍潔淨力*	SGS牙齦健康改善認證	SGS牙齦健康改善認證	無接點式充電座	伸縮式機體攜帶方便	10段式水壓調節		
水流形式		奈米氣泡水流	超音波水流	超音波水流	噴射水流	噴射水流	超音波水流		
洗淨	齒面	◎	◎	◎	○	○	◎		 充電指示功能 充電時指示燈會亮起
	齒縫	◎	◎	◎	○	○	◎		
	牙周袋	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	牙齦按摩	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
攜帶性		○	○	△	△	◎	-		 催促充電功能 以閃滅燈號顯示提醒充電
便利機能									 水壓記憶功能 可從上次所選用的模式開始使用
水壓調節		3段式	5段式	5段式	5段式	4段式	10段式		 國際電壓 海外・國內兩用 AC100-240V
水箱容量		約145mL	約200mL	約200mL	約200mL	約150mL	約600mL		
每次使用時間		約80秒 (滿水箱)	約60秒 (滿水箱)	約60秒 (滿水箱)	約50秒 (滿水箱)	約35秒 (滿水箱)	約180秒 (滿水箱)		
充電方式		USB充電 (Type-C)	USB充電 (Type-C)	充電座	充電座	充電器	AC交流式		
充電時間		3小時	1小時	17小時	17小時	1小時	-		
內附噴嘴		奈米氣泡噴嘴×2	超音波噴嘴×1 / 矯正噴嘴×1	超音波噴嘴×2	一般噴嘴×2	一般噴嘴×1	超音波噴嘴×1 / 矯正噴嘴×1		
附件		USB充電線	USB充電線 電源供應器	無接點式 充電座	無接點式 充電座	充電器	噴嘴支架		
重量		435 g (含噴嘴)	275 g (含噴嘴)	275 g (含噴嘴)	275 g (含噴嘴)	240 g (含噴嘴)	995 g (含噴嘴)		

*與自社噴射SPA水流機種EW-DJ26相比，EW-DJ26最大髒污去除面積為0.3 mm²，奈米氣泡水流機種EW-NJ8A最小去除面積為2.6 mm²，清除髒污面積效果為8.6倍（經日本Panasonic進行髒污10秒清除實驗測試）

噴嘴耗材

如何選擇適合的噴嘴

想照顧好牙齦	正在牙齒矯正者	想預防口臭
 奈米氣泡噴嘴 超音波/標準噴嘴	 矯正噴嘴	 舌苔噴嘴
奈米氣泡噴嘴 水珠內富含無數微小氣泡，氣泡破裂產生超音波帶走髒污 超音波噴嘴 透過氣泡彈出時的衝擊波，產生超音波並提高清潔能力	配戴矯正器者牙縫易有食物殘渣者，有效去除牙齒表面髒污與牙縫殘留物	舌頭容易殘留食物殘渣與細菌並形成舌苔，進而增加口腔疾病與口臭的發生率，藉由舌苔噴嘴水流溫和清潔，促進口腔環境健康

品名 型號		NEW   		 		 		
		WEW0870-H	WEW0983X	WEW0986X	EW0955	WEW0987-W	WEW0984-W	WEW0985-W
		奈米氣泡噴嘴	超 音 波 噴 嘴		標 準 噴 嘴		矯正噴嘴	舌苔噴嘴
適用機種	EW-NJ8A	●						
	EW-DJ86			●		●	●	
	EW-DJ66			●		●	●	
	EW-DJ26				●	●	●	
	EW-1613		●	●		●	●	
	EW-DJ31				● [*]	●	●	
建議更換時間		6個月	6個月	6個月	6個月	3個月	6個月	

附贈噴嘴顏色依購買機種為準 *可以適用,但噴嘴無法收納於機身